

## ビオチン標識ウサギ抗マウスCd5モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13379

商品番号: CM0011224

### 前書き

マウスCD5（Ly-1）に対するビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルにおけるT細胞表面糖タンパク質のフローサイトメトリー（FC）検出用に設計されています。マウスとの交差反応性が検証されています。標的分子量は54 kDaです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名       | ビオチン標識ウサギ抗マウスCD5 mAb                                         |
| 備考／別名     | Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1                                     |
| 種         | マウス                                                          |
| 遺伝子ID（ヒト） | 921                                                          |
| 遺伝子ID     | 12507                                                        |
| 免疫原       | 組換えタンパク質 マウスCD5（NP_031676.3）のアミノ酸25〜371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来        | ウサギ                                                          |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                    |
| 用途        | FC                                                           |
| 交差反応性     | マウス                                                          |
| SWISS     | P13379                                                       |
| タンパク質分子量  | 54kDa                                                        |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                        |