


ビオチン化 ウサギ抗マウスCD8a モノクローナル抗体（Fc用） - P01731

商品番号: CM0009201



前書き

フローサイトメトリー用のビオチン結合ウサギ抗マウスCD8aモノクローナル抗体です。マウスT細胞表面糖タンパク質CD8α鎖（分子量27kDa）に特異的に反応し、免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化 ウサギ抗マウスCD8a モノクローナル抗体
別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	925
GeneID	12525
免疫原	マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28～196番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	保冷剤