

## ビオチン ウサギ抗マウス Iga (Fc) Mab

商品番号: CM0008678

### 前書き

細胞内フローサイトメトリー用ビオチン化ウサギ抗マウス IgA (Fc) モノクローナル抗体。マウス IgA Fc 領域に特異的で、干渉を最小限に抑えます。免疫学および粘膜免疫研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 仕様                                         |
|----------|--------------------------------------------|
| 製品名      | ビオチン ウサギ抗マウス IgA (Fc) mAb                  |
| 種        | マウス                                        |
| 免疫原      | マウス IgA のアミノ酸 99-344 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース      | ウサギ                                        |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                  |
| アプリケーション | フローサイトメトリー（細胞内）                            |
| 交差反応性    | マウス                                        |
| 配送       | アイスパック                                     |