

フローサイトメトリー用 ビオチン標識 ウサギ 抗マウス IgM モノクローナル抗体 - P01872

商品番号: CM0004827



前書き

マウス IgM

重鎖定常領域に対するビオチン標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に特異的に検証済みです。マウスB細胞上の膜結合型BCRおよび分泌型IgMの両方を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ 抗マウス IgM モノクローナル抗体
備考/別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
種	マウス
免疫原	マウス IgM (P01872) のアミノ酸 105-454 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ