

ビオチン標識 ウサギ 抗マウス インテグリンA2/Cd49B

モノクローナル抗体（Fc用） - Q62469

商品番号: CM0005661

前書き

マウスインテグリンα2（CD49b/DX5/GPIa）を標的とするビオチン標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。コラーゲン受容体および細胞接着研究に適しています。予測分子量129 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ウサギ 抗マウス インテグリンα2/CD49b モノクローナル抗体
備考/別名	DX5; GPIa; CD49B
種	マウス
GeneID (ヒト)	3673
GeneID	16398
免疫原	組換えタンパク質（マウスインテグリンα2/CD49b（NP_032422.2）のアミノ酸168-366に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q62469
タンパク質分子量	129 kDa
輸送	保冷バッグ