

ビオチン ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0021067

前書き

WB検出用ビオチンウサギポリクローナル抗体（pAb）。種に依存しない交差反応性により、ビオチン化アッセイおよびビオチン標識タンパク質の分析に幅広く使用できます。保冷バッグで発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ pAb
免疫原	化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB
交差反応性	種非依存性
配送	保冷バッグ