

フローサイトメトリー用ビオチン化ラット抗マウスCd3モノクローナル抗体 - P04235 / P22646

商品番号: CM0004415

前書き

マウスCD3デルタ鎖およびイプシロン鎖に対するビオチン結合ラットモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、T細胞活性化、胸腺細胞分化、適応免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ラット抗マウスCD3 モノクローナル抗体
別名	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
反応種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	916/915
遺伝子ID	12500/12501
免疫原	マウスCD3由来の合成ペプチド
起源	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P04235/P22646
タンパク質分子量	19kDa/21kDa
発送方法	保冷剤梱包