

ビオチン標識ラット抗マウスTer-119 Mab - Ter-119

商品番号: CM0006219

前書き

フローサイトメトリー（FC）用途向けの、マウスTER-119抗原を標的とするビオチン結合ラットモノクローナル抗体。マウスサンプルに特異的で、赤血球系譜の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識ラット抗マウスTER-119 mAb
備考／別名	Ter119; TER-119
種	マウス
遺伝子ID	104231
免疫原	マウスTER-119の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
輸送	保冷バッグ