

Bmpr1B ウサギ Pab - O00238

商品番号: CM0019402



前書き

BMPRI1B ウサギ pAbは、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。軟骨細胞分化に関与するBMP7およびGDF5の受容体である、ヒト、マウス、ラットのBMPRI1Bを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMPRI1B ウサギ pAb
備考/別名	ALK6; AMD3; AMDD; BDA2; ALK-6; BDA1D; CDw293; BMPRI1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	658
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00238
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ