

Bmpr2 ウサギPab Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q13873

商品番号: CM0029940



前書き

BMPR2

ウサギpAb (Q13873) は骨形成タンパク質受容体II型を標的とするポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、肺高血圧症およびBMPシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMPR2 Rabbit pAb
別名	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POV1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	659
GeneID	659
免疫原	ヒトBMPR2 (NP_001195.2) のアミノ酸27-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13873
タンパク質分子量	115kDa
輸送方法	保冷剤