

Bob1 (Pou2Af1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16633

商品番号: CM0020803



前書き

WB（ウェスタンブロット）およびELISAで検証された、高特異性のBOB1 (POU2AF1)

ウサギポリクローナル抗体。B細胞免疫応答に関与するヒトBOB1転写共役因子を標的とし、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BOB1 Rabbit pAb
備考/別名	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; POU class 2 associating factor 1
種	ヒト (Human)
GeneID	5450
免疫原	ヒトBOB1 (NP_006226.2) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト (Human)
SWISS	Q16633
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスバッグ