

Wb、Ihc-P、Elisa用 Brd3 ウサギポリクローナル抗体 - Q15059

商品番号: CM0019116



前書き

ヒトBRD3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン包埋）、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットのBRD3を検出します。クロマチンおよび転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRD3 Rabbit pAb
備考/別名	ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8019
遺伝子ID	8019
免疫原	ヒトBRD3 (NP_031397.1) のアミノ酸150-305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15059
タンパク質分子量	80kDa
配送	氷袋