


Brd4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O60885

商品番号: CM0021369



前書き

ヒトBRD4（プロモドメイン含有タンパク質4）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットのBRD4を検出します。エピゲノム研究および転写制御研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRD4 Rabbit pAb
別名	CAP; MCAP; HUNKI; HUNKI; FSHRG4; BRD4
対象種	ヒト
遺伝子ID	23476
免疫原	ヒトBRD4 (NP_001317313.1) のアミノ酸700-794番内の配列に相当する合成ペプチド
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152 kDa
輸送方法	保冷剤同梱