


Brd7 ウサギ Pab - Q9Npi1

商品番号: CM0020214



前書き

WBおよびELISA用の抗BRD7ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。BRD7はクロマチンリモデリング、Wntシグナル伝達、腫瘍抑制に関与するブロモドメインタンパク質です。転写および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRD7 ウサギ pAb
略称/別名	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; BRD7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29117
遺伝子ID	29117
免疫原	ヒトBRD7 (NP_037395.2) のアミノ酸1-95に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPI1
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷剤