


Bre ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nxr7

商品番号: CM0016366



前書き

BRE ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原：組換えタンパク質 (アミノ酸51-229)。DNA損傷修復およびアポトーシス研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRE ウサギ pAb
備考/別名	BRE; BRCC4; BRCC45
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9577
GeneID	9577
免疫原	ヒトBRE (NP_954661.1) のアミノ酸51-229に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXR7
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋