


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Bscl2 ウサギ Pab - Q96G97

商品番号: CM0016638



前書き

ヒトBSCL2（セイピン）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脂質滴生物学および脂肪形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BSCL2 ウサギ pAb
備考/別名	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26580
GeneID	26580
免疫原	ヒトBSCL2 (NP_116056.3) のアミノ酸265-363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96G97
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ