


Bst1 ウサギポリクローナル抗体 - Q10588

商品番号: CM0025367



前書き

BST1

ウサギポリクローナル抗体（CD157、cADPR2）はウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスの試料に反応します。サイクリックADP-リボースシグナル伝達やプレB細胞成長の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BST1 ウサギpAb
別名	CD157; cADPR2; BST1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	683
遺伝子ID	683
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBST1 (NP_004325.2) のアミノ酸29〜293番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q10588
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包