


C-Abl (Abl1) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00519

商品番号: CM0007670



前書き

ヒトc-Abl (ABL1)

に対する組換えウサギモノクローナル抗体（ウェスタンブロットおよびELISA用）。細胞増殖、細胞骨格リモデリング、アポトーシスに関与する123 kDaの非受容体型チロシンキナーゼを検出します。がん研究およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Abl ウサギmAb
備考/別名	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25
GeneID	25
免疫原	ヒトc-Abl (NP_005148.2) のアミノ酸1000-1130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00519
タンパク質分子量	123kDa
発送	保冷バッグ