

C-Mafウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75444

商品番号: CM0008176

前書き

ウサギモノクローナルc-

Maf抗体。WB、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。転写因子Maf（38kDa）を標的。水晶体発生、Th2細胞、癌遺伝子/腫瘍抑制遺伝子研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	c-Maf ウサギ mAb
備考/別名	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4094
GeneID	4094
免疫原	合成ペプチド ヒトc-Maf（O75444）のアミノ酸274-373に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75444
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ