


C8B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07358

商品番号: CM0025553



前書き

補体C8ベータ鎖を標的とするC8Bウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。膜侵襲複合体および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C8B ウサギ pAb
備考/別名	C82; C8B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	732
免疫原	ヒトC8B (NP_000057.2) のアミノ酸55-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07358
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ