

Wb、Elisa用 Cadm1 ウサギ Pab - Q9By67

商品番号: CM0023274



前書き

CADM1 ウサギ

pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCADM1に反応します。細胞接着、腫瘍抑制、シナプス機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CADM1 ウサギ pAb
備考/別名	BL2; ST17; IGSF4; NECL2; RA175; TSLC1; IGSF4A; Necl-2; SYNCAM; sglGSF; sTSLC-1; synCAM1; CADM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23705
遺伝子ID	23705
免疫原	組換えタンパク質; ヒトCADM1 (NP_055148.3) のアミノ酸45-344に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY67
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ