

Cadps ウサギポリクローナル抗体（Ihc-P、Elisa用） - Q9Ulu8

商品番号: CM0022499



前書き

IHC-

PおよびELISAで検証済みのCADPSウサギポリクローナル抗体です。ヒト神経組織および内分泌組織中のカルシウム依存性分泌活性化因子1（CAPS-1/CADPS1）を標的とし、エキソサイトーシスや神経伝達物質分泌の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CADPS Rabbit pAb
別名	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	8618
GeneID	8618
免疫原	ヒトCADPS（NP_899630.1）のアミノ酸1020～1100番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9ULU8
タンパク質分子量	153kDa
発送方法	氷袋