

Calmeginウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - O14967

商品番号: CM0003867

前書き

Calmeginウサギモノクローナル抗体は、WB、IF-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCalmegin（70kDa）を認識します。精子形成とERシャペロン研究に使用できます。 - O14967

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CalmeginウサギmAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1047
GeneID	1047
免疫原	ヒトCalmegin（O14967）のアミノ酸180-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14967
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	保冷剤付き