

カルパイン小サブユニット1 ウサギ Pab - P04632

商品番号: CM0030886



前書き

カルパイン小サブユニット1 (CAPNS1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCAPNS1タンパク質を検出します。細胞骨格再構築およびカルパイン活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルパイン小サブユニット1 ウサギ pAb
備考/別名	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Calpain small subunit 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	826
遺伝子ID	826
免疫原	ヒト・カルパイン小サブユニット1 (NP_001740.1) のアミノ酸69-268に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04632
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック