

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用カルレチニンウサギモノクローナル抗体 - P22676

商品番号: CM0007602

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF-P、ELISAでバリデーション済みのカルレチニンウサギモノクローナル抗体（P22676）。カルシウム恒常性、神経可塑性、脳組織研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルレチニンウサギmAb
備考／別名	CR; CAL2; CAB29; カルレチニン
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	794
遺伝子ID	794
免疫原	ヒトカルレチニン（NP_001731.2）のアミノ酸1〜271に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22676
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ