

Caluウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O43852

商品番号: CM0030100

前書き

CALUウサギポリクローナル抗体（O43852）は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対して検証済みです。カルメニンはビタミンK依存性カルボキシル化とカルシウム結合を調節します。ER/ゴルジ体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CALUウサギpAb
備考/別名	CALU; calumenin
種	ヒト
遺伝子ID	813
免疫原	ヒトCALU（NP_001210.1）のアミノ酸20-315に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43852
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ