


Camp ウサギポリクローナル抗体 Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 - P49913

商品番号: CM0017526



前書き

ヒトCAMP（LL-37/CAP-18）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ラットと交差反応します。自然免疫および抗菌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMP ウサギ pAb
備考/別名	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	820
GeneID	820
免疫原	ヒトCAMP（NP_004336.3）のアミノ酸132～170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P49913
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷剤