


Wb、Elisa用Capgウサギモノクローナル抗体 - P40121

商品番号: CM0009574



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのCAPGウサギモノクローナル抗体（P40121）。ヒト、マウス、ラットと反応します。主要なアクチン制御因子であるマクロファージキャッピングタンパク質を標的とします。細胞骨格およびマクロファージ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPGウサギmAb
備考／別名	MCP; AFCP; HEL-S-66; CAPG
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	822
GeneID	822
免疫原	ヒトCAPG（P40121）のアミノ酸1～188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40121
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	保冷バッグ