

WbおよびElisa用 Cas9 ウサギポリクローナル抗体 - Cas9

商品番号: CM0013719

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーション用のCAS9ウサギポリクローナル抗体（pAb）。黄色ブドウ球菌由来のCAS9を検出し、ヒトおよびその他の種への交差反応性が予測されています。組換え免疫原。CRISPR研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CAS9 ウサギ pAb
備考/別名	CAS9
種	黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aureus)
遺伝子ID (ヒト)	CAS9
遺伝子ID	901176
免疫原	化膿レンサ球菌 M1 GAS CAS9 (NP_269215.1) のアミノ酸450-730に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、その他（広範囲に予測）
輸送	保冷バッグ