

Casc5 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - Q8Ng31

商品番号: CM0017026



前書き

ヒトCASC5/KNL1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットを検出し、動原体・細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CASC5 Rabbit pAb
備考／別名	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPPIR55; hSpc105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57082
遺伝子ID	57082
免疫原	ヒトCASC5 (NP_733468.3) のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8NG31
タンパク質分子量	265kDa
発送方法	氷袋