

カゼインキナーゼ2ベータ (Csnk2B) ウサギポリクローナル抗体 - P67870

商品番号: CM0017743



前書き

ヒトCSNK2Bに対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。CK2シグナル伝達およびEBV感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カゼインキナーゼ2ベータ (CSNK2B) ウサギポリクローナル抗体
別名	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1460
遺伝子ID	1460
免疫原	ヒトカゼインキナーゼ2ベータ (Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)) (NP_001311.3) のアミノ酸1-215に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67870
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋