

Caspase-10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92851

商品番号: CM0013231

前書き

Caspase-10 ウサギ pAb
は、WBおよびELISAで検証されたヒト特異的ポリクローナル抗体です。59 kDaのアポトーシス開始カスパーゼを標的とし、アポトーシスおよび細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-10 ウサギ pAb
備考/別名	MCH4; ALPS2; FLICE2; FLICE-2; Caspase-10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	843
GeneID	843
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCaspase-10 (NP_116759.2) のアミノ酸220-521に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92851
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ