

Caspase-8 ウサギポリクローナル抗体 - O89110

商品番号: CM0013917

前書き

アポトーシス、ネクロプトーシス、およびピロトーシスの重要な制御因子であるCaspase-8に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み；ヒトおよびマウスと反応します。細胞死および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Caspase-8 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
種	マウス
GeneID (ヒト)	841
GeneID	12370
免疫原	組換えタンパク質；マウスCaspase 8 (NP_033942.1) のアミノ酸4-480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O89110
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック