

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Castor1ラビットポリクローナル抗体 - Q8Wtx7

商品番号: CM0019280



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAについて検証済みのCASTOR1ラビットポリクローナル抗体。ヒトCASTOR1を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。mTORC1シグナル伝達研究のための細胞質アルギニンセンサー。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CASTOR1 Rabbit pAb
備考/別名	GATSL3; CASTOR1
種	ヒト
GeneID (Human)	652968
免疫原	ヒトCASTOR1 (NP_001032755.1) のアミノ酸1-329に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTX7
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋