

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Cathepsin G ウサギポリクローナル抗体 - P08311

商品番号: CM0028599



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証済みのCathepsin G ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。炎症、免疫応答、および抗菌活性におけるセリンプロテアーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cathepsin G ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CG; CATG; Cathepsin G
種	ヒト
GeneID	1511
免疫原	ヒト Cathepsin G (NP_001902.1) のアミノ酸21-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08311
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋