


キャベオリン-1 ポリクローナル抗体（ウサギ）、Wb・If-P・Ihc-P・Elisa対応 - Q03135

商品番号: CM0023732



前書き

ヒトCaveolin-

1 (CAV1) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット (WB)、免疫蛍法 (IF-P)、免疫組織化学 (IHC-P)、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性があり、カベオラ研究、細胞シグナル伝達、膜輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caveolin-1 Rabbit pAb
別名	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	857
遺伝子ID	857
免疫原	ヒトCaveolin-1 (NP_001744.2) のアミノ酸1~80番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03135
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷剤