

カベオリン-3 ウサギポリクローナル抗体 - P56539

商品番号: CM0016008

前書き

WBおよびELISA用カベオリン-3
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで
バリデーション済み。膜修復およびシグナル伝達に関
与する筋組織特異的足場タンパク質であるカベオリン-
3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カベオリン-3 ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	LQT9 ; MPDT ; RMD2 ; VIP21 ; LGMD1C ; VIP-21 ; カベオリン-3
種	ヒト
遺伝子ID	859
免疫原	ヒトカベオリン-3 (NP_001225.1) のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P56539
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ