

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Cbfb ウサギポリクローナル抗体 - Q13951

商品番号: CM0028808



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みのCBFBウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのコア結合因子サブユニットベータ（造血および免疫機能における重要な転写共調節因子）を認識します。がんおよび感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBFB Rabbit pAb
備考/別名	CLCD2; PEBP2B; CBFB
種	ヒト
Gene ID (ヒト)	865
Gene ID	865
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCBFB (NP_001746.1) のアミノ酸1-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13951
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ