

Cbr3 (Sdr21C2) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75828

商品番号: CM0024769



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質CBR3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCBR3を認識。キノンおよび抗がん剤のNADPH依存性還元に関与するカルボニル還元酵素3を標的。IVD研究開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CBR3 ウサギ pAb
備考/別名	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	874
遺伝子ID	874
免疫原	ヒトCBR3 (NP_001227.1) のアミノ酸118-277に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75828
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ