

Wb、Ihc-P、Elisa用Ccar2/Dbc1ウサギポリクローナル抗体 - Q8N163

商品番号: CM0019490



前書き

WB、IHC-P、ELISA用のCCAR2/DBC1（p30 DBC）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出します。アポトーシス、転写制御、概日リズムにおける役割の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCAR2/DBC1 ウサギpAb
備考／別名	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; 細胞周期およびアポトーシス制御因子2; CCAR2/DBC1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57805
免疫原	ヒトCCAR2/DBC1（NP_066997.3）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N163
タンパク質分子量	102kDa/103kDa
輸送	アイスバッグ