

Wb、Elisa用Ccl25ウサギPab - O15444

商品番号: CM0019213

前書き

CCL25ウサギpAbは、ヒトCCL25に特異的なポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されています。T細胞の発生や炎症反応における胸腺発現ケモカインの機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL25ウサギpAb
備考／別名	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6370
GeneID	6370
免疫原	ヒトCCL25のアミノ酸24～150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005615.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15444
タンパク質分子量	17 kDa
輸送	保冷剤