

Wb、Elisa用Ccl7ウサギPab - P80098

商品番号: CM0022573



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのCCL7ウサギポリクローナル抗体。免疫細胞の動員と炎症に関与するケモカインであるヒトおよびラットCCL7と反応します。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCL7ウサギpAb
備考／別名	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6354
GeneID	6354
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCCL7 (NP_006264.2) のアミノ酸1～99に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P80098
タンパク質分子量	11 kDa
輸送	保冷剤