

Ccr7 ウサギ Pab - P47774

商品番号: CM0030757

前書き

CCR7

ウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。マウスおよびラットCCR7と反応。ケモカイン受容体を介した免疫細胞トラフィックおよび炎症反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CCR7 ウサギ pAb
備考/別名	EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CKR-7
種	マウス
GeneID (ヒト)	1236
GeneID	12775
免疫原	マウスCCR7 (NP_031745.2) のアミノ酸211-310内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P47774
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷バッグ