

WbおよびElisa用Cd11B（インテグリンA-M）ウサギポリクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0019092



前書き

ヒトCD11b（インテグリンα-M）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用途でバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。免疫細胞接着、補体受容体、炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11b ウサギpAb
備考／別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3684
遺伝子ID	3684
免疫原	ヒトCD11b (NP_000623.2) のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
輸送	保冷バッグ