

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Cd11B Rabbit Polymab®モノクローナル抗体 - P11215 / P05555

商品番号: CM0009373



前書き

ヒトCD11b（インテグリン α -M、MAC-1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫、細胞接着、白血球機能に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11b Rabbit PolymAb®
備考／別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3684
遺伝子ID	3684/16409
免疫原	ヒトCD11b（NP_000623.2）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11215/P05555
タンパク質分子量	127kDa
輸送	保冷バッグ