

Cd11b/Itgam ウサギ Pab（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P11215

商品番号: CM0014983



前書き

インテグリンα-

M（CD11b/ITGAM）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着、貪食、および自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD11b/ITGAM ウサギ pAb
備考/別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
種	ヒト
GeneID	3684 (ヒト)
免疫原	CD11b/ITGAM (NP_000623.2) のアミノ酸145-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
配送	アイスバッグ