

Cd138 ウサギMab - P18827

商品番号: CM0008227



前書き

IHC-

P、FC、ELISA用のCD138ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルCD138/シンデカン-1を認識します。形質細胞研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD138 ウサギmAb
備考/別名	SDC; CD138; SYND1; syndecan
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID	6382
免疫原	ヒトCD138 (NP_002988.4) のアミノ酸23~251番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用アッセイ	IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P18827
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋梱包