


Cd14 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P08571

商品番号: CM0028420



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのCD14ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCD14を検出します。自然免疫およびLPSシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD14 ウサギ pAb
備考/別名	CD14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	929
GeneID	929
免疫原	ヒトCD14 (NP_000582.1) のアミノ酸20-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	アイスバッグ