


Cd146/Mcam ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P43121

商品番号: CM0021970



前書き

ヒトCD146/MCAMを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのMCAMを検出可能で、細胞接着、がん転移、血管生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146/MCAM ウサギpAb
別名	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MelCAM
対象種	ヒト
GeneID	4162
免疫原	ヒトCD146/MCAM (NP_006491.2) のアミノ酸447～646番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P43121
タンパク質分子量	72kDa
配送方法	保冷剤