

WbおよびElisa用 Cd160 ウサギ Pab - O95971

商品番号: CM0028577



前書き

ヒトCD160を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラット
との交差反応性があります。免疫細胞受容体研究およ
び診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD160 ウサギ pAb
備考/別名	NK1, BY55, NK28, CD160
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11126
遺伝子ID	11126
免疫原	組換えタンパク質、ヒトCD160 (NP_008984.1) のアミノ酸1-181に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95971
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷バッグ